

KATAOKA
DENTAL ZIRCONIA
RAINBOW

かたおかデンタルジルコニアレインボー



片岡 繁夫 先生

プロデュース

1972年 行岡医学技術専門学校歯科技工士科卒業
1984年 大阪セラミックトレーニングセンター開校
1989年 (有)片岡セラミック開業



価格等の情報は
こちらから

KATAOKA
DENTAL ZIRCONIA

RAINBOW

かたおかデンタルジルコニアレインボー

強度・透明度の異なる3層からなる7色の色彩が
グラデーションされたジルコニアディスク

レインボーの特徴

3層7色のグラデーション

42%~50%の透明度のあるグラデーションで自然感のある補綴物を作り出します。ステインテクニックを施すことで、より個性的な補綴物を作製することができます。A1はDentinステインを行うことでA2を表現することができます。同じくA2はDentinステインを行うことでA3のシェードを作ることができます。

強い曲げ強度

高い強度でブリッジにも対応しています。曲げ強度700~1100MPaでチッピングが少なく、耐久性の優れた補綴物を制作することができます。

ステインテクニックの手順

ベース色で色彩は表現されていますが、少量のステインを加えることで色彩に変化をもたらします。

3種類のかたおかデンタルジルコニア



レインボー



フラワー



キャンバス

レインボー（厚み12mm、14mm、16mm、18mm）

「強度、透明度」の異なる三層に、透明層を含め七色の色彩がグラデーションされたジルコニアディスクです。ステインテクニックで表現力の豊かなジルコニアクラウンを製作できます。

フラワー（厚み14mm、18mm、22mm）

半透明ピンク系のジルコニアディスクで陶材を盛るベースで生命感の表現を目指すのに適したジルコニアディスクです。強度 1100MPa 透明度 45%

キャンバス（厚み14mm、18mm、22mm）

不透明白色のジルコニアディスクで、カスタムアパットメントやステインテクニックのベースとしてのディスクです。強度 1100MPa

仕様

名称 (色調)	厚み
レインボー (A1・A2)	12mm 14mm 16mm 18mm
フラワー (A1・A2)	14mm 18mm 22mm
キャンバス (ホワイト)	14mm 18mm 22mm

レインボーの強度・透明感

	レインボーの強度	レインボーの透明感
上層	700MPa	50%
中間層	900-1000MPa	45%
下層	1100MPa	42%

規格

クラス分類	管理医療機器
一般的名称	歯科切削加工用セラミックス
販売名	かたおかデンタルジルコニア
医療機器認証番号	230AGBZX00121000
直径	Φ98.5mm

製造販売元

大榮歯科産業株式会社

2024.08

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中区千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897