


キャンペーン期間

6/21(金)
~
9/20(金)



ライト付チタン製ハンドピース発売記念

バリオスキャンペーン

旧バリオスシリーズからの買い替えなど、この機会にご検討ください


※対象製品：バリオス970/370 ライト付セットのハンドピースが、チタン製に変更となります



ライト付セットは、チタン製ハンドピース新搭載

DURAGRIPコーティング

純チタン製ボディの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の“DURAGRIP”コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸により様々なグローブでも滑りにくく、快適なグリップ感を提供します。



掲載製品の詳しい情報はこちら



<ナカニシ社製> 超音波スケーラー バリオスシリーズ 特別価格でご提供いたします



Varios 970

ライト付 **VA970 LUX Ti** 標準価格 **¥310,000**
 ライト無し **VA970** 標準価格 **¥260,000**

セット内容

- コントロールユニット ●バリオス2ハンドピース ●ハンドピースコード
- フットコントロール(FC-70) ●スケーリング用チップ3本(G4, G8, G16)
- 水フィルターセット ●水供給用コネクター ●チップ交換レンチ(3個・CR-10)
- VAボトル(2本・400 mL) ●滅菌ケース 他付属品

仕様

- ユニット寸法：W 160 × D 270 × H 190 mm(ボトル含む)
- ユニット重量：2.1 kg ●ボトル容量：400 mL(× 2本)
- 電源：AC 100 V 50/60 Hz ●発振周波数：28-32 kHz
- 最大出力：11 W(Gモード時)



Varios 370

ライト付 **VA370 LUX Ti** 標準価格 **¥204,000**
 ライト無し **VA370** 標準価格 **¥153,000**

セット内容

- コントロールユニット(ハンドピースコード付)
- バリオス370/ 370LUX ACアダプター ●バリオス2ハンドピース
- コントロールユニットホルダー ●スケーリング用チップ2本(G8, G16)
- ハンドピースホルダー ●フットコントロール(FC-71) ●水フィルターセット
- 水供給用コネクター ●チップ交換レンチ(CR-10) 他付属品



仕様

- ユニット寸法：W 80 × D 115 × H 32 mm(つまみとコード除く)
- ユニット重量：430 g(ハンドピース除く)
- 電源：AC 100 V 50/60 Hz ●発振周波数：28-32 kHz
- 最大出力：11 W(Gモード時)

■バリオス970/370 ライト付セットのハンドピースが、チタン製に変更となります■

G16チップ同梱 〈スケーリング用新チップ〉

G16チップは、狭い歯間部などにも無理なくアクセスでき、歯肉縁上・縁下の除石に適したチップです。超音波スケーラーの多彩なチップバリエーションにより、口腔内の状況や付着物の状態に合わせて選択でき、臨床の幅を広げます。



スケーリング用
G16 標準価格 **¥9,500**



臨床動画

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
 販売名：バリオス 970 認証番号：223ALBZX00032000

販売名：バリオス 370 認証番号：223ALBZX00037000
 販売名：バリオス 170 認証番号：223ALBZX00036000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
 ※チップは特定保守管理医療機器非該当

ナカニシ社製品販売代理店

製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記取扱店まで

Angel 大榮 歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6906-3381 FAX.03-6906-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

■仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。