

期間・数量限定


**SUPER  
SALE**

期間：2024/10/21～2025/3/20

FRONTIER DENTAL

スマートジル バイト 50ML 4本入



(株) フロンティアデンタル  
 製造販売業者：ゼンタルフォーラム  
 東京都千代田区外神田5-1-3ニュー東武ビルヂ  
 TEL:03-5648-6075  
 一般取扱所  
 一般店名：歯科総合材料  
 品番：D83300232001212

**SALE**  
 標準価格 **¥2,980** (税別)

**1本  
 あたり ¥745**  
 (税別)

スマートジルバイトは、再現性の高い咬合採得を可能としたバイト材です。操作時は適度な流動性があり、扱いやすい操作時間（作業時間20秒・口腔内硬化時間30秒）となっております。安定性も高く、硬化後のシヨア硬度はA89と高粘度なヘビーボディ印象材です。ニューミキシングチップのグリーンと併せてご使用ください。

# New Mixing Tip & Oral Tip

SEIL GLOBAL

歯科医院様の経費削減に!

## ニューミキシングチップ シリーズ

### ニューミキシングチップ

各 80 本入 各 ¥ OPEN

### ニューレジン セメントチップ

各 50 本入 各 ¥ OPEN

### ニューレジン コアチップ

特別価格にてご提供!

お出入りの商店様に確認ください。



## イントラオーラルチップ シリーズ

ニューイントラ オーラルチップ	エンド チップ	アクセス チップ		バイト チップ	洗浄 チップ		カートリッジ コネクター
各 100 個入 各 ¥ OPEN	100 個入 ¥ OPEN	50 個入 ¥ OPEN	50 個入 ¥ OPEN	50 個入 ¥ OPEN	50 個入 ¥ OPEN	50 個入 ¥ OPEN	3個入 ¥ OPEN
特別価格にてご提供! お出入りの商店様に確認ください。							
※ニューミキシングチップ イエローブルー用	※ニューミキシングチップ ピンク用	※ニューレジンコア チップ用 (アクセスチップ細ロング 同等品)	※ニューレジンコア チップ用	※エンドチップ同等品	※ニューミキシングチップ グリーン用		