

# Discover Eye



標準価格 29,800 円 (税別)



アドバンスジャパン株式会社



ブラック



シルバー



**セット内容**

- ゴーグル付き歯科用ルーペ
- ヘッドライト
- 滑り止めストラップ
- 充電セット
- クリーニングクロス
- ドライバー
- 取扱説明書

一般医療機器 双眼ルーペ  
届出番号:11B1X10025000014

**ルーペ**



倍率	2.5X / 3.5X
焦点深度	90mm / 80mm
視野	100mm / 60mm
作動距離	320-420mm
重さ	約70g

**LED ライト**



LED	5W
照度	1000-200000lux
色温度	5000K
LED寿命	2000h
連続動作時間	4h (充電時間:約2時間)
電圧	AC100-240V / 50-60HZ
重さ	約40g

明るさは4段階での調整が可能です。フィルター付き。

製造販売元

アドバンスジャパン株式会社 〒334-0063埼玉県川口市東本郷118-1 TEL 048-234-8291 FAX 048-211-0861

販売元

**Angél** 大榮歯科産業株式会社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567